

FICHE DE RENSEIGNEMENT

CIRCAN - Analyse des altérations somatiques sur SANG total ou liquides biologiques en cancérologie solide

Etiquette Patient

Identification prescripteur

N°FAX (pour transmission des résultats)

① Type de Cancer :

Broncho-Pulmonaire  Colo-rectal  Mélanome  Autre : précisez \_\_\_\_\_

② Indication :

Diagnostic initial  Progression  Recherche  Autre : précisez \_\_\_\_\_

③ Type histo/cytologique : \_\_\_\_\_

④ Dernier profil moléculaire connu :

Dernier profil sur TISSUS  Dernier profil sur SANG  AUCUN profil connu  Autre : précisez

**EGFR**  Non fait  Sauvage  Muté \_\_\_\_\_ **HER2**  Non fait  Sauvage  Muté \_\_\_\_\_

**KRAS**  Non fait  Sauvage  Muté \_\_\_\_\_ **MET**  Non fait  Sauvage  Mt/amp \_\_\_\_\_

**BRAF**  Non fait  Sauvage  Muté \_\_\_\_\_  Non fait  Sauvage  Altéré \_\_\_\_\_

**ROS1** Réarrang.  Non fait  Sauvage  Réarrangé \_\_\_\_\_

**ALK** Réarrang.  Non fait  Sauvage  Réarrangé \_\_\_\_\_ Muté (résist.)  Non fait  Sauvage  Muté \_\_\_\_\_

⑤ Type de prélèvement : Pour les prélèvements sur autres liquides biologiques, contactez le laboratoire au préalable et compléter le champ ci-dessous.

Précisez votre demande

**PROCEDURE PRELEVEMENT**

Date du prélèvement \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Heure de Prélèvement \_\_\_\_ h

① SANG

Temps de transport <24H : → 5 tubes EDTA de 5 ml bien remplis

Temps de transport >24H : → 2 tubes STRECK (réf : 218996) de 10 ml

② Prévenir de l'envoi : Appel du laboratoire de Biochimie au **04 78 86 32 08 (36.32.08 / 34.23.40)**

(En cas de non réponse prévenir par Email : [lea.payen-gay@chu-lyon.fr](mailto:lea.payen-gay@chu-lyon.fr))

③ Transport rapide à température ambiante

Par « navette hospitalière » ou par un transporteur avec assurance de la livraison

**RECEPTION 7J/7 et 24h/24**

**Adresse de LIVRAISON :**

Laboratoire de Biochimie et Biologie Moléculaire,  
Centre de Biologie et d'Anatomie Pathologie Sud  
CH Lyon Sud (service du Pr. Rodriguez Lafrasse)

165 Chemin du Grand Revoyet, 69495 Pierre Bénite CEDEX

**Procédure d'ENREGISTREMENT au LABORATOIRE CHLS**

-Pour les extérieurs : POSTE Accueil des ORGANISMES extérieurs  
-ENREGISTRER sous GLIMS : SCIRCAN et Coller les étiquettes sur  
chaque feuille et Scanner la/les feuille(s) de prescription

**Après 16H30 et samedi, dimanche et jours fériés**

1. Tubes Streck : Laisser à température ambiante.
2. Tubes EDTA :
  - Centrifuger à env. 1600g pendant 10 min, récupérer le maximum de plasma
  - Re-centrifuger le plasma (env. 4500g pendant 20min) et récupérer le maximum de plasma.
  - Congeler tous les plasmas en aliquot en cryotubes de 4mL ou de 2.1 mL à ≤ -15°C dans la boîte protocole. FAIRE plusieurs aliquots de plasma.