

RECHERCHE D'ANTICORPS ANTI-NEURONAUX




Attention adresse d'envoi en bas de page

**ETIQUETTE
 PATIENT**

N° FINESS : 690784178

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT

		Analyse demandée	
		SÉRUM	LCR
		Sang prélevé sur tube sec et sérum décanté 1ml pour les anti-onconeuronaux 1ml pour l'ensemble des autres tests	Poudriers non acceptés risques de fuite importants **500µl minimum de LCR = 10 gouttes
Trouble neurologique	Neuropathie périphérique ou atteinte centrale	<input type="checkbox"/> Anti-onconeuronaux sur sérum Technique par immunoblot (kit Euroimmun permettant la détection des anti-HU, Ri, YO, CV2, MA1/MA2, Amphiphysine, DNER, GAD, SOX1, ZIC4 et Recoverine). En fonction du résultat, le laboratoire déclenchera des techniques spécifiques de confirmation.	<input type="checkbox"/> Anti-onconeuronaux sur LCR Technique par immunoblot (kit Euroimmun permettant la détection des anti-HU, Ri, YO, CV2, MA1/MA2, Amphiphysine, DNER, GAD, SOX1, ZIC4 et Recoverine). En fonction du résultat, le laboratoire déclenchera des techniques spécifiques de confirmation.
	Atteinte centrale (syndrome cérébelleux ou encéphalite autoimmune)	<input type="checkbox"/> Anti-NMDAR: Pas d'analyse sur sérum <input type="checkbox"/> Anti-Neuropile: Pas d'analyse sur sérum  <input type="checkbox"/> Anti-GABA _B R sur sérum <input type="checkbox"/> Anti-GABA _A R sur sérum <input type="checkbox"/> Anti-IgLON5 sur sérum <input type="checkbox"/> Anti-LGI1 sur sérum <input type="checkbox"/> Anti-CASPR2 sur sérum	<input type="checkbox"/> Anti-NMDAR sur LCR <input type="checkbox"/> Anti-Neuropile sur LCR Technique par immunohistochimie sur coupe de cerveau de rat (IHC). En cas de positivité, le laboratoire déclenchera des tests spécifiques de confirmation permettant de détecter les anti-NMDAR, AMPAR, DPPX, GlyR, mGluR1, mGluR5, AK5, GABA _B R, GABA _A R, IgLON5, LGI1, CASPR2, GAD et GFAP. <i>En cas de demande conjointe : Anti-onconeuronaux et Anti-Neuropile, la recherche sera réalisée en immunohistochimie. En cas de positivité, le laboratoire déclenchera des tests spécifiques de confirmation.</i>

<p>ADRESSE D'ENVOI DES PRELEVEMENTS Laboratoire d'auto-immunité Dr Nicole Fabien Centre Hospitalier Lyon-Sud 69495 Pierre-Bénite Cedex Fax : 04 78 86 66 54</p>	<p>CONDITIONS DE TRANSPORT Sérum et LCR Température ambiante dans un délai de 2 jours Température réfrigérée dans un délai de 14 jours LCR : poudriers non acceptés – risques de fuite importants</p>
<p>FACTURATION Immunoblot onconeuronaux : BHN 300 IHC neuropile : BHN 300 Tests spécifiques : BHN 300 par test</p>	<p>DELAI DE REALISATION DE L'ANALYSE Variable selon le test demandé et les confirmations nécessaires Minimum 3 à 4 semaines</p>