

 <p>CENTRE HOSPITALIER DE MÂCON</p>	<p>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE</p> <p><i>Bd Louis Escande 71018 Macon CEDEX</i> Tél 03-85-27-53-20 Fax 03-85-27-59-96</p>	<p>Réf : C2-ENR-001-V05 Page 1/1</p>
<p>MYELOGRAMME</p>		<p>Date d'application : 05/11/2020</p>

DEMANDE DE MYÉLOGRAMME

IDENTITÉ DU PATIENT (ou étiquette)

Nom d'usage :

Nom de naissance :

Prénom :

Date de naissance :

DEMANDEUR

Service :

Nom du préleveur :

Nom du prescripteur (si différent) :

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES (obligatoires)

▪ **Site de ponction :**

- | | |
|---|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> sternal | |
| <input type="checkbox"/> Epine iliaque postéro-supérieure | } <input type="checkbox"/> droite |
| <input type="checkbox"/> Crête iliaque antéro-supérieure | |

Dureté de l'os :

- mou
 normal
 dur

▪ **Indication / contexte clinique :**

- **Traitements éventuels :**
- **Joindre le dernier bilan biologique (si non réalisé au CH de Mâcon)**

MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENT ET D'ACHEMINEMENT

Quelque soit l'indication, l'idéal est de prélever :

- 2 tubes sur EDTA (violet) : un pour réaliser les étalements et un en cas de prescription ou de rajout d'immunophénotypage sur moelle.
- 1 tube sur héparinate de lithium (vert) : en cas de prescription ou de rajout de caryotype.



- **Ne pas diluer le prélèvement, 1 à 2 mL maximum dans chaque tube sont conseillés**
- **Bien homogénéiser les tubes au lit du patient par plusieurs retournements lents, afin d'éviter la formation de caillots.**

Les prélèvements doivent arriver en semaine avant 17h au laboratoire.

Délai optimal d'acheminement : < 1 heure