

 <p>CENTRE HOSPITALIER DE MÂCON</p>	<p><b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE</b></p> <p>Bd Louis Escande 71018 Macon CEDEX Tél 03-85-27-53-20 Fax 03-85-27-59-96</p>	<p>Réf : K2-ENR-004-V08 Page 1/1</p>
<p><b>COMMANDE DE LABORATOIRE</b></p>		<p><b>Date d'application : 26/07/2019</b></p>

Les bons de commande sont disponibles dans l'Intranet, sur le manuel de prélèvement du laboratoire  
**LES BONS DE COMMANDES DOIVENT ETRE RECUS AVANT LE JEUDI 8H POUR UNE DISTRIBUTION LE JEUDI MATIN. AUCUNE DISTRIBUTION NE SERA FAITE EN DEHORS DE CE CIRCUIT (Si vous passez par le courrier interne, les déposer le mercredi matin au plus tard). Merci.**

**UNITE :**

**DATE :**

ARTICLES	QUANTITES
Sachets de prélèvements (paquet de 100)	100 X ....
Flacons percutables couvercle jaune pour CCBU	5 X ....
Pour CCBU : tubes boratés bouchon vert clair (bactério) +	
Pour CCBU : tubes sans additif bouchon beige (protéines urinaires)	
Pots à coproculture	5X ....
Poudriers stériles (expectorations, matériels, ionogrammes et protéines urinaires...) ( <i>ancien pots CCBU bouchon rouge</i> )	
Flacons à hémocultures anaérobie (orange) à l'unité	
Flacons à hémocultures aérobie (bleu) à l'unité	
Flacons à hémocultures pédiatriques (rose) à l'unité	
Nécessaire à prélèvement pour hémocultures	
Ecouvillons e-swab pour bactériologie standard, recherche de Mycoplasmes (rose)	
Système de prélèvement pour PCR Chlamydia tracho sur prélèvement vaginal ( <b>CEPHEID</b> ) (4 <sup>ème</sup> étage + <b>CeGIDD + Bloc Opérateur</b> )	
Portagerm flacons	
Portagerm écouvillons ( <b>Bloc Opérateur uniquement</b> )	
Tubes fond conique secs (LCR)	
Cantines décalcifiées pour urines	
Tubes coniques pour sang de cordon ou dialysat	

Les tubes spécifiques sont à demander directement au laboratoire entre 8h et 16h du lundi au vendredi (Quantiféron, tube sec sans gel...).