

 <p>CENTRE HOSPITALIER DE MÂCON</p>	<p><b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE</b></p> <p>Bd Louis Escande 71018 Macon CEDEX Tél 03-85-27-53-20 Fax 03-85-27-59-96</p>	<p>Réf : K2-ENR-008-V03 Page 1/1</p>
<p>COMMANDE DE LABORATOIRE POUR STRUCTURE EXTERNE</p>		<p>Date d'application : 09/03/2020</p>

**DOCUMENT RESERVE AUX ETABLISSEMENTS NON RATTACHES AU CENTRE HOSPITALIER DE MACON**  
**Les bons de commandes doivent être reçus au plus tard le mercredi pour une distribution à partir du jeudi midi en fonction des organisations décidées**

STRUCTURE	ARTICLES				DATE	QUANTITES
	Tubes EDTA ( <b>Bouchon Violet</b> )				(Paquet de 50)	
	Tubes Hépariné ( <b>Bouchon Vert</b> )				(Paquet de 50)	
	Tubes Citrate de sodium ( <b>Bouchon Bleu pour Hémostase</b> )				(Paquet de 50)	
	Tubes Fluoré ( <b>Bouchon Gris</b> )				(Paquet de 50)	
	Tubes Secs avec gel ( <b>Bouchon Rouge</b> )				(Paquet de 50)	
	Tubes de purge ( <b>Bouchon Blanc</b> )				(Paquet de 50)	
	Absorbants				(Paquet de 50)	
	Corps de pompe pour prise de sang (sauf Tournus)				(Paquet de 10)	
	Corps de pompe pour hémoculture				(à l'unité)	
	Aiguilles à ailettes 21G pour prise de sang (sauf Tournus)				(Paquet de 50)	
	Sachets de prélèvements				(Paquet de 100)	
	Pots à coproculture				(Paquet de 5)	
Pour CCBU	Flacons percutables ( <b>Pot Couvercle Jaune</b> )				(Paquet de 5)	
	Tubes boratés ( <b>Bouchon Vert clair</b> ) (bactério)				(à l'unité)	
	Tubes sans additif ( <b>Bouchon beige</b> ) (protéines urinaires)				(à l'unité)	
	Poudriers stériles (expectorations, matériels, ionogrammes et protéines urinaires...) <b>(Pot couvercle Rouge)</b>				(à l'unité)	
	Flacons à hémocultures (anaérobie + aérobie)				(Par paire)	
	Ecouvillons e-swab pour bactériologie standard ( <b>Rose</b> )				(à l'unité)	
	Systèmes de prélèvement pour PCR Chlamydia tracho sur prélèvement vaginal				(à l'unité)	
	Cantines décalcifiées pour urines				(à l'unité)	
	Tubes micro-méthode à l'unité	EDTA :	Sec :	Héparine:	Fluoré :	Citraté :
	Bon de demande d'analyses Ref 513.1 (blanche)				(à l'unité)	
	Bon de demande de microbiologie Ref 513.2 (saumon)				(à l'unité)	
	Bon de demande d'analyses extérieures Réf 513.3 (jaune)				(à l'unité)	
	Bon de demandes EFS				(à l'unité)	

Les tubes spécifiques sont à demander au laboratoire entre 8h et 16h du lundi au vendredi au besoin (Quantiféron, tube sec sans gel, ...etc).